


# I NTEGRITY

● ● ● ● ● Round Matrix

NEU



Die neue  
Generation  
hochwiderstandsfähiger  
Mammaimplantate



SEBBIN PARIS  
ESTHETIQUE & RECONSTRUCTION

Die Harmonie im Körper wiederherzustellen heißt ihn neu entstehen zu lassen.

# Matrix runde Brustimplantate NanoSkin™ Concept

Je Basisbreite in  
 4 Projektionen



## > High-tech Gel

- Hohe Toleranz gegenüber Kompression <sup>[1]</sup>;
- Hohe Beständigkeit gegen Gelbruch <sup>[1]</sup>;
- Hohe Formstabilität / Memory Effekt <sup>[1]</sup>.

## > Der NanoSkin™ Touch

- Ein sanftes Tastgefühl, dem natürlichen Empfinden des Brustgewebes nachempfunden;
- Desorganisation der Vernarbungsreaktion, die das Risiko einer Kapselfibrose auf ein Minimum reduziert <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup>;
- Erleichterte Implantateinbringung <sup>[4]</sup>.

## > Gliederung der Auswahl als Matrix

- 4 Projektionen je Basisbreite:
  - Umfassende Palette;
  - Leicht zu verstehen.
- Gleichmäßige Vergrößerung der Basis in 5 mm Schritten, bei einigen Modellen um 2,5 mm in den gängigsten Volumina.

## > Zugehörige Serviceleistungen

- Intuitive App: einfache Implantatauswahl zur zusätzlich direkten Bestellung\*;
- Zu jedem Implantat ist ein passendes Mess-/Probeimplantat verfügbar;
- Kombi-Angebot möglich für Integrity™ Implantate + Lipo'art Lipofilling-Produkte.

## Das NanoSkin™ Concept

*Entwickelt von der technischen Forschungsabteilung der Groupe Sebbin.*

### Das Integrity™ gel

Ein speziell für die Groupe Sebbin entwickeltes hochfestes medizinisches Silikongel. Die besondere Architektur der Molekülketten des Integrity™-Gels gibt ihm seine typische Eigenschaften: Kohäsionskraft, Anhaftung des Gels an die Implantathülle, Stärke und Formstabilität.

### Das NanoSkin™ Touch

Besonders sanftes Tastgefühl, minimal aggressiv zum Gewebe. Unsere neue Generation von Mammaimplantaten ähnelt in ihren Eigenschaften denen unserer Haut: zart, natürlich im Aussehen und widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen. Sie sind einfach zu implantieren <sup>[4]</sup> und minimieren das Kapselkontrakturrisiko <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup>.

### MySebbin Click'n choose

Intuitive Anwendung zur Auswahl passender Implantate für Ihre Patienten, die Ihnen zusätzlich eine direkte Übermittlung der Bestellung an Sebbin ermöglicht\* (verfügbar für PC, Smartphone & tablet computer).


\*Bitte kontaktieren Sie ihren Außendienstmitarbeiter um zu erfahren, ob die App in Ihrer Region verfügbar ist.



BASIS (mm)	LOW PROJECTION				SEMI-MODERATE PROJECTION				MODERATE PROJECTION				FULL PROJECTION			
	PROJ. (mm)	VOL. (mL)	ARC (mm)	REF	PROJ. (mm)	VOL. (mL)	ARC (mm)	REF	PROJ. (mm)	VOL. (mL)	ARC (mm)	REF	PROJ. (mm)	VOL. (mL)	ARC (mm)	REF
85	20	80	53	LSM RL 080	22	85	54	LSM RS 085	30	115	59	LSM RM 115	39	130	65	LSM RF 130
90	21	100	56	LSM RL 100	24	105	57	LSM RS 105	32	130	62	LSM RM 130	40	150	68	LSM RF 150
95	22	120	59	LSM RL 120	27	130	61	LSM RS 130	35	155	66	LSM RM 155	42	190	72	LSM RF 190
100	23	140	62	LSM RL 140	30	170	65	LSM RS 170	38	190	70	LSM RM 190	43	215	74	LSM RF 215
102,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	240	77	LSM RF 240
105	25	160	65	LSM RL 160	31	190	68	LSM RS 190	39	220	73	LSM RM 220	46	275	79	LSM RF 275
110	26	180	68	LSM RL 180	32	210	71	LSM RS 210	40	240	76	LSM RM 240	48	305	82	LSM RF 305
112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	330	85	LSM RF 330
115	27	200	71	LSM RL 200	34	235	75	LSM RS 235	42	275	80	LSM RM 275	51	360	87	LSM RF 360
120	28	220	74	LSM RL 220	35	270	78	LSM RS 270	44	310	83	LSM RM 310	53	390	90	LSM RF 390
122,5	-	-	-	-	36	300	80	LSM RS 300	45	345	85	LSM RM 345	54	420	92	LSM RF 420
125	29	245	77	LSM RL 245	37	330	82	LSM RS 330	46	380	87	LSM RM 380	55	460	94	LSM RF 460
130	30	270	80	LSM RL 270	38	360	85	LSM RS 360	47	415	90	LSM RM 415	57	500	97	LSM RF 500
135	31	300	83	LSM RL 300	40	390	88	LSM RS 390	49	450	93	LSM RM 450	58	545	100	LSM RF 545
140	32	330	86	LSM RL 330	43	450	91	LSM RS 450	51	500	96	LSM RM 500	59	595	103	LSM RF 595
145	33	370	89	LSM RL 370	44	490	94	LSM RS 490	52	550	99	LSM RM 550	61	650	106	LSM RF 650
150	34	410	92	LSM RL 410	45	530	97	LSM RS 530	53	610	102	LSM RM 610	-	-	-	-
155	36	460	95	LSM RL 460	46	600	100	LSM RS 600	54	670	105	LSM RM 670	-	-	-	-
160	37	510	98	LSM RL 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	38	560	101	LSM RL 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Der Messimplantat- / Sizer-Code wird durch Ersetzen des LSM durch GAB gebildet.  
Bsp: LSM RL 080 → GAB RL 080.

• Der Bogen ist die Länge von dem höchsten Punkt der Projektion zur Implantatbasis.



# Unsere Qualitätsversprechen

## KONTINUITÄT

Produktionserfahrung über 30 Jahre hinweg und hochqualifiziertes Personal, das in Reinräumen arbeitet.

## VERLÄSSLICHKEIT

Visuelle Kontrollen von 100% der Implantate bei jedem Schritt des Herstellungsprozesses. Biologische Beurteilung an vergleichbaren Produkten.

## RÜCKVERFOLGBARKEIT

Jedes Implantat wird durch eine eindeutige Seriennummer gekennzeichnet, was eine Rückverfolgung von den verwendeten Rohstoffen bis zu seiner Implantation ermöglicht.

## Referenzen

[1] Groupe SEBBIN internes Referenzdokument CQ15-06-001 "Validation Report", Seiten 11-13.

[2] Wong, Chin-Ho M.R.C.S. ; Samuel, Miny M.Sc., Ph.D. ; Tan, Bien-Keem F.R.C.S. ; Song, Colin F.R.C.S. \_Capsular Contracture in Subglandular Breast Augmentation with Textured versus Smooth Breast Implants : A Systematic Review. \_Plastic & Reconstructive Surgery\_ 2006 ; 118/5 : 1224-1236.

[3] V. Médard de Chardon ; T. Balaguer ; B. Chignon-Sicard ; E. Lebreton \_Augmentation mammaire primaire esthétique par implants microtexturés : aucune coque précoce de stade III ou IV sur l'analyse rétrospective d'une série de 200 patientes. \_abstract archives congrès SOFCPRE 2010 : Plasticiens.org -Copyright 2011.

[4] Jorge Miguel Psillakis ; Paulo Henrique Facchina ; Paulo Kharmandayan ; Luis Trillo ; Waldecir Chiarello Canzi ; Herberti Rosique Aguiar \_Review of 1,447 Breast Augmentation Patients Using PERTHESE Silicone Implants \_Aesth Plast Surg\_ 2010 ; 34 : 11-15 DOI 10.1007/s00266-009-9405-1.

Dieses Dokument richtet sich an Fachkräfte des Gesundheitswesens. Gemäß der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG sind Brustimplantate Medizinprodukte der Klasse III. Sie sind zur Verwendung in der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie vorgesehen. GROUPE SEBBIN behält sich die Verwendung seiner Produkte für Ärzte vor, die in den Techniken der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie geschult sind. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen für diese Produkte sorgfältig durch. Die Brustimplantate von GROUPE SEBBIN sind durch die benannte Stelle (mcd medical device certification GmbH) Nummer 0483 mit einer CE-Kennzeichnung ausgewiesen. Die Abmessungen unserer Implantate können leichte Abweichungen von den in diesem Dokument erwähnten Angaben aufweisen.

## HERSTELLER:



GROUPE SEBBIN SAS

39, Parc d'Activités des Quatre Vents  
95650 Boissy l'Aillierie - France

Tel.: + 33 1 34 42 13 28

Fax: + 33 1 34 42 16 88

www.sebbin.com

## INTERNATIONALER VERTRIEB:

Sebbin Asia Pacific Ltd:

Tel.: +66 20 21 04 65 - Fax: +66 20 21 04 01

Email: info@sebbin-apac.com

Sebbin Benelux SPRL:

Tel.: +32 3 451 26 81 - Fax: +32 3 451 26 89

Email: info@laboratoires-sebbin.be

Sebbin Deutschland GmbH:

Tel.: +49 2102 70 88 00 0 - Fax: +49 2102 70 88 00 99

Email: service@sebbin-implantate.de

Groupe Sebbin SAS, France:

Tel.: +33 1 34 42 13 28 - Fax: +33 1 34 42 16 88

Email: serviceclients@laboratoires-sebbin.fr

Sebbin Ibérica Productos Médicos, S.L.:

Tel.: +34 93 159 3003 - Fax: +34 93 676 3053

Email: info@sebbin.es

Sebbin Nordic:

Tel.: +45 24 20 81 60 - Fax: +33 1 34 42 16 88

Email: info@sebbin-nordic.com

Sebbin Suisse Sarl:

Tel.: +41 43 336 72 30 - Fax: +41 43 336 72 36

Email: info@sebbin.ch

Sebbin UK Ltd:

Tel.: 0800 652 4028 - Fax: +4433 0088 9575

Email: custserv@sebbin.uk